



About Touch Bionics

Touch Bionics is a provider of world-leading prosthetic technologies and supporting services designed to ensure the best possible outcomes for people with upper limb deficiencies. Our advanced products include myoelectric prosthetic hand and prosthetic finger solutions, as well as highly realistic passive silicone prostheses that match the natural appearance of the wearer. We are committed to helping ensure that our patients and customers have the best possible experience with our products by supporting them with training and a full range of clinical services.

North America: +1 855 MY iLIMB (694 5462)
customersupportus@touchbionics.com

Germany/Europe: +49 6221 357 9060
customersupport@touchbionics.de

France: 0805 110478
customersupport@touchbionics.fr

United Kingdom/International: +44 1506 438 556
customersupport@touchbionics.com

www.touchbionics.com



i-limb™

Quick Reference Guide



i-limb™ Quick Reference Guide

Scaricamento del software biosim e requisiti di sistema

Per registrarsi a biosim, andate sul sito www.touchbionics.com/biosimdownload

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, o Mac OS X Lion (10.7 piu' recente)
- Microsoft .NET Framework v3.5
- Connessione USB con chiavetta Bluetooth® (disponibile su ordinazione)
- Diritti amministrativi da convalidare per l'installazione del software e della connessione USB

Scaricamento della applicazione per dispositivi mobili my i-limb™

l'applicazione my i-limb™ e' disponibile sull'Apple® App store per essere scaricata ed e' compatibile con iPhone® (4s o piu' recente), iPad® (4 o piu' recente), iPad® mini, iPod® (5 o piu' recente).

Manuali di prodotto

Per cortesia rivolgersi al sito www.touchbionics.com/downloads/document-library per accertarsi di avere l'ultima copia aggiornata del manuale di prodotto.

Caricamento della batteria

Per assicurarsi il corretto caricamento della batteria della protesi, utilizzare esclusivamente il caricabatterie fornito al momento dell'acquisto del vostro dispositivo.



Quando caricate la batteria, rimuovere la protesi dall'arto residuo e spegnere la mano, posizionando il tasto su OFF.



Si consiglia di sostituire la batteria annualmente per una performance ottimale del prodotto e una maggiore durata della vita della batteria stessa.



Gli utilizzatori della batteria i-limb™ Power Pack devono rivolgersi al manuale specifico del dispositivo per le istruzioni di carica.

Linee Guida per la Sicurezza

Per cortesia leggere bene queste linee guida prima di utilizzare il prodotto i-limb™. Se non vengono rispettate le corrette istruzioni, si puo' rischiare un malfunzionamento del prodotto e un rischio potenziale per la salute del paziente. Questo porterebbe ad invalidare la garanzia.

Non usare il prodotto senza guanto di copertura e protezione Touch Bionics.

Non esporre il prodotto all'acqua. Non immergerlo in acqua.

Non usare per manovrare/operare macchinari pesanti e industriali.

Non usare con macchinari in movimento, o con parti mobili, che possano causare danni personali e incidenti.

L'utilizzatore deve usare la protesi secondo le regolamentazioni locali quando alla guida di automobili, aerei, barche a vela e a motore e ogni altro veicolo motorizzato (per cortesia vedere manuale di prodotto Touch Bionics per il posizionamento della protesi quando si guida).

Non usare per attivita' estreme che possano causare danno anche a una mano naturale, vedi rock climbing

Non esporre a eccessiva umidita', liquidi, polvere, vibrazioni e shock.

Non esporre ad alte temperature.

Non esporre a fiamme/sostanze infiammabili.

Non usare ne' esporre ad atmosfere che possano esplodere.

Non disassemblare ne' modificare in alcun modo la componentistica.

La manutenzione, la riparazione e gli aggiornamenti tecnologici devono essere condotti esclusivamente da personale qualificato Touch Bionics e loro collaboratori tecnici esperti.

Non usare se il guanto di copertura e' danneggiato.

Il guanto di copertura danneggiato deve essere sostituito o riparato da personale tecnico qualificato Touch Bionics.

Con i dispositivi i-limb devono essere utilizzati solo strumenti e accessori approvati da Touch Bionics.

Visitare il nostro sito www.touchbionics.com/downloads/document-library per informazioni sulla sicurezza in generale, EMC e sicurezza elettrica per tutti i prodotti i-limb™.